

Sonil TIO/TIO-H

ソニル チオ/チオエイチ



あなたの理想のナチュラルストレートを叶える

やさしく ツヤやか 軽やか



ソニル TIO

医薬部外品

コールドニ浴式縮毛矯正剤

■1剤(ジェルタイプ)
還元剤:チオグリコール酸
還元剤濃度:6.5%
アルカリ度:2.8
pH:9.2
容量:400ml

■2剤(リキッドタイプ)
酸化剤:過酸化水素
酸化剤濃度:1.5%
pH:3.0
容量:400ml

サロン様価格:【1剤×1本、2剤×2本セット】3,960円(税込4,356円)
分離販売価格:1剤×1本 1,620円(税込1,782円)
2剤×1本 1,320円(税込1,452円)



ソニル TIO-H

医薬部外品

コールドニ浴式縮毛矯正剤

■1剤(ジェルタイプ)
還元剤:チオグリコール酸
還元剤濃度:10.0%
シチオングリコール酸:3.2%
アルカリ度:4.4
pH:9.2
容量:400ml

■2剤(乳液タイプ)
酸化剤:過酸化水素
酸化剤濃度:1.5%
pH:3.0
容量:400ml

サロン様価格:【1剤×1本、2剤×1本セット】3,040円(税込3,344円)



ソニル TIO/TIO-H

第1剤


医薬部外品



ソニルTIO 1剤 ソニルTIO-H 1剤
コールドニ浴式縮毛矯正剤用 第1剤
(チオグリコール酸塩)

軟毛・細毛に優しい低膨潤+ジェル処方

アルカリ度を抑えることにより、毛髪の過膨潤を抑えると共にジェルが過浸透を抑えることでコシを残しながらクセを整え、つややかで軽やかなストレートに仕上げます。また過膨潤・過浸透を抑えることで1剤塗布時のタイムラグを低減します。



塗りやすい粘性でスピーディーな施術が可能

ジェルの特長【密着生が高い・伸びがよい・ムラになりにくい】を活かすことで、ハケ塗りからアプリケーション塗布まで幅広い施術を可能にします。ゲストの求める質感をつくり、スタイルの幅を広げるワクワクneoやソニルシリーズを併用することでゲストの髪質に合わせたカスタマイズが可能になります。

第2剤


医薬部外品



ソニルTIO 2剤 ソニルTIO-H 2剤
コールドニ浴式縮毛矯正剤用 第2剤
(過酸化水素水)


ソニルTIO 2剤【リキッドタイプ】

ホホバエマルジョンが髪の保湿性を高め、浸透性の高いリキッドが素早く形状をキープし、軽やかなストレートに仕上げます。フォームポンプを使用し泡で塗布することができます。



ソニルTIO-H 2剤【乳液タイプ】

浸透性、保湿性が高いモイスチャーミルクベースの2剤が髪への吸着を高め形状をキープし、しっとり艶やかなストレートに仕上げます。ハケ、アプリケーション塗布どちらの施術も可能です。



— 香り —

【トップ】アップル、ペアー、ピーチ


【ミドル】ジャスミン、ローズ、ガーデンア

【ラスト】サンダルウッド、ムスク、アンバー




グリーンフルーティ

ジューシーなアップル、ペアー、ピーチの果実を華やかなジャスミン、ローズガーデンアで包み込んだフルーティフローラルの香り



※基本施術工程にワクワクneo、ソニルシリーズや他の処理剤を併用することで、幅広い髪質への施術を可能にします。



リトル・サイエンティスト 公式アプリ



ソニルTIO/TIO-H
商品説明 応用工程説明



リトル・サイエンティスト公式アプリ内
ソニルウォータープルーフストレートページに移動します。
※リトル・サイエンティスト公式アプリの
ダウンロードがお済みでない方はページが開きません。