



艶やか

軽やか

コシを残し整える

今、求められている

ストレートを叶える

細毛 - 軟毛のストレートアプローチ



ソニル TIO

医薬部外品

コールドニ浴式縮毛矯正剤

■1剤(ジェルタイプ)
還元剤:チオグリコール酸
還元剤濃度:6.5%
アルカリ度:2.8
pH:9.2
容量:400ml

■2剤(リキッドタイプ)
酸化剤:過酸化水素
酸化剤濃度:1.5%
pH:3.0
容量:400ml

サロン価格:【1剤×1本、2剤×2本セット】3,000円(税込3,300円)

分離販売価格:1剤×1本 1,300円(税込1,430円)
2剤×1本 1,000円(税込1,100円)

ソニル TIO-H

医薬部外品

コールドニ浴式縮毛矯正剤

■1剤(ジェルタイプ)
還元剤:チオグリコール酸
還元剤濃度:10.0%
ジチオジグリコール酸:3.2%
アルカリ度:4.4
pH:9.2
容量:400ml

■2剤(乳液タイプ)
酸化剤:過酸化水素
酸化剤濃度:1.5%
pH:3.0
容量:400ml

サロン価格:【1剤×1本、2剤×1本セット】2,400円(税込2,640円)



細毛・軟毛のストレート施術を難しいと感じていませんか？
素早い浸透、強い還元力をやめることで、解決出来ます。

ソニル TIO/TIO-H

第1剤

医薬部外品



ソニル TIO 1 剤 ソニル TIO-H 1 剤
コールドニ浴式縮毛矯正剤用 第1剤
(チオグリコール酸塩)

軟毛・細毛に優しい”低膨潤+ジェル”処方

アルカリ度を抑えることにより、毛髪の高膨潤を抑えと共にジェルが過浸透を抑えることでコシを残しながらクセを整え、つややかで軽やかなストレートに仕上げます。
また過膨潤・過浸透を抑えることで1剤塗布時のタイムラグを低減します。

塗りやすい粘性でスピーディーな施術が可能

ジェルの特性【密着性が高い・伸びがよい・ムラになりにくい】を活かすことでハケ塗りからアプリケータ塗布まで幅広い施術を可能にします。

ゲストの求める質感をつくり、スタイルの幅を広げる

ワクワクneoやソニルシリーズ【CA-S/Hまたは、EXP+】を併用することでゲストの髪質に合わせたカスタマイズが可能になります。



第2剤

医薬部外品



ソニル TIO 2 剤 ソニル TIO-H 2 剤
コールドニ浴式縮毛矯正剤用 第2剤
(過酸化水素水)

ソニルTIO 2剤 【リキッドタイプ】

ホホバエマルジョンが髪の保湿性を高め、浸透性の高いリキッドが素早く形状をキープし、軽やかなストレートに仕上げます。
フォームポンプを使用し泡で塗布することができます。


ソニルTIO-H 2剤 【乳液タイプ】

浸透性、保湿性が高いモイスターミルクベースの2剤が髪への吸着を高め形状をキープし、しっとりつややかなストレートに仕上げます。
ハケ塗り・アプリケータ塗布どちらの施術も可能です。




第1剤の薬剤選定


1剤の選定は、クセの性質・髪質・ダメージレベルから判断し選択します。




※クセが伸びるタイプは、ソニルシリーズCA-S/Hまたは、EXP+ を選択



※ブースター軟化やダブル軟化についての詳細や、ダメージレベルが高い髪への施術に関しては、リトル大学院をご確認ください。



ソニル TIO/TIO-H 基本施術工程



基本施術工程にワクワク neo や他のソニルシリーズを併用することで幅広い施術を可能にします。
詳しくは、QRコードからリトル大学院をチェック!!



※「使用法」と「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。